

**ODAPT**<sup>TM</sup>  
adapter for soft mist inhalers

Un unico adattatore per  
l'inalazione di medicinale  
da Soft Mist Inhaler  
(SMI) tramite maschera  
o tracheostomia



**Medical Graphics Italia s.r.l.**  
*Sistemi Diagnostici Cardiorespiratori*



**ODAPT™** per la somministrazione di farmaci da un Soft Mist Inhaler (SMI) per i pazienti che necessitano di maschera o di cannula da tracheostomia. I raccordi standard consentono il collegamento diretto alla maschera o alla cannula da tracheostomia.



**Medical Graphics Italia s.r.l.**  
*Sistemi Diagnostici Cardiorespiratori*



## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

# 420-7190



**ODAPT™, solo adattatore  
cs/40**

# 420-7193



**ODAPT™, con maschera adulto  
giallo cs/10**

# 420-7194



**ODAPT™, con maschera adulto  
adulto-grande, verde cs/10**

