



Il NUOVO piCO™

Aiuta le persone a smettere di fumare



Non richiede
calibrazione



Vita sensore 5 anni



CE
0086

Connessione via USB



Elimina i batteri



Il monitoraggio della CO
reso semplice

Risultati istantanei in ppm per %COHb
%FCOHb solo nella versione Pico Baby
Calibrazione automatica
Filtraggio del 99,9% dei batteri
Conforme alla direttiva CE 93/42
Conforme alle normative vigenti
SW COdata+ per storico pazienti

**Ideale per consulenze su come
smettere di fumare fornite da:**

- Centri antifumo
- Monitoraggio
- Scuole
- Farmacie
- Ispettori sanitari

COdata+™
software
DISPONIBILE



Smokerlyzer®

www.medgraphics.it

Funzionalità e Benefici

- Interfaccia nuovissima ed intuitiva
- Tecnologia SteriTouch® per eliminare i batteri
- Ampio schermo touchscreen
- Sistema di luci a semaforo (verde, giallo e rosso)

Specifiche Tecniche

Range di Concentrazione (CO)	0-150ppm
Display	Touchscreen a colori
Principio di Rilevamento	Sensore elettrochimico
Ripetibilità	<3% di differenza su letture consecutive
Interazione con H2	<5%
Alimentazione	3 x AA (LR6 o Equivalente) 1 x CR2032 Pila in Litio a moneta
T90 Tempo di Risposta	≤17 secondi
Range di Temperature Operative	10-40°C
Pressione Operativa/Trasporto/Stoccaggio	800-1200mbar
Umidità Operativa	10-90% non condensata
Vita Operativa del Sensore	5 anni
Sensibilità del sensore	1ppm
Deriva del Sensore	<10% per anno
Dimensioni	Approx. 34 x 75 x 140 mm
Peso	Approx. 200g (batterie incluse)
Costituzione del Monitor	Contenitore: miscela di Policarbonato/ABS SteriTouch additivo antimicrobico D-Piece: Polipropilene



Medical Graphics Italia s.r.l.
Sistemi Diagnostici Cardiorespiratori

Via Simone d'Orsenigo, 21 – 20135 Milano
Tel. 02 54120343 – Fax 02 54120233 – www.medgraphics.it
info@medgraphics.it